



# ACCU-CHEK® Insight mit DBLG1® von @ diabeloop

[NAME]
[DATUM]





- 1. Allgemeines zum Hybrid-Closed-Loop System
- 2. Initialisierung des DBLG1 (Handset mit Algorithmus)
- 3. Benutzeroberfläche, Hauptmenü & Verlaufsbildschirm des DBLG1 Handsets
- 4. Glukosemanagement (Mahlzeiten, körperliche Betätigung)
- 5. Verordnung

## **Accu-Chek Insight mit Loop Modus**

Accu-Chek Insight integriert in das DBLG1 System



Hybrid-Closed-Loop-System durch 3 miteinander verbundene Komponenten:

- Accu-Chek Insight Insulinpumpe
- Dexcom G6 CGM System
- Handset mit Algorithmus

**Accu-Chek Insight Insulinpumpe** 



## **Accu-Chek Insight mit Loop-Modus**

Roche Diabetes



Bekannte Pumpe, bekannter Sensor – Neu: DBLG1



#### DBLG1

- Das Handset beinhaltet den Algorithmus
- All-in-one Controller für alle drei Funktionen (Insulinpumpe, CGM und Loop-Modus)
- Erhält alle 5 Minuten Daten vom
   Sensor und passt die Insulinzufuhr an



# ACCU-CHEK INSIGHT INSULINPUMPE

- Vorgefüllte Insulinampulle mit NovoRapid<sup>®</sup> Insulin
- Einfach und intuitiv
- Auswahl an verschiedenen Infusionssets



#### **DEXCOM G6 rtCGM**

- 10-Tage Tragedauer
- Keine Kalibrierungen\*
- Außergewöhnliche Genauigkeit<sup>1</sup>

<sup>\*</sup> Wenn die Glukosewarnungen und -messwerte des G6 nicht mit den Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen, verwenden Sie ein Blutzuckermessgerät, um Entscheidungen zur Diabetesbehandlung zu treffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle: Dexcom G6 - Using Your G6 IFU, 2018



## **Accu-Chek Insight mit Loop-Modus**

# Einfacher Start & Handhabung durch DBLG1

#### Erste Schritte erfordern nur die **Eingabe von:**

- Körpergewicht
- Tages-Gesamt-Insulindosis
- Typische Mahlzeitengröße (in Gramm Kohlenhydrate)

#### Änderbare Parameter z.B.:

- Zielwert (100-130mg/dl bzw. 5,6-7,2 mmol/l)
- Hypoglykämiegrenze (60-85mg/dl bzw. 3,3 - 4,7 mmol/l









# **AUTOMATISIERTE INSULINABGABE**

Anpassung oder sogar Stopp der Basalrate, automatische Korrekturboli



# AUTOMATISCHE OPTIMIERUNG DER MAHLZEITENBOLI

Dank selbstlernenden Algorithmus (Auto-Learning)



# PERSONALISIERTE ALARME

Alarme und Informationen können personalisiert werden



# 6 KONFIGURIERBARE PARAMETER

z. B. Zielwert, Hypo-/ Hyperglykämie Schwellenwerte, Aggressivitätsfaktoren



#### **USER INTERFACE**

Mit Patienten entwickelt



#### **SICHERHEIT**

Die Empfehlung von NotfallKH und der Zen-Modus
(temp. Erhöhung des
Glukosezielwerts)
unterstützen die Sicherheit.
Wenn sich der Patient nicht
im Loop Modus befindet,
können Boli manuell über das
Handset gegeben werden.



# Ohne Kalibrierung\* im Loop-Modus





#### Eingabe der **persönlichen Daten**:

- → Name
- → Vorname
- → Geburtsdatum
- → Geburtsort
- → Geschlecht
- → E-Mail-Adresse
- → Benutzername = E-Mail-Adresse
- → Passwort (mind. 10 Zeichen)

#### Eingabe der Patientendaten:

- → Tages-Gesamt-Insulindosis
- → Körpergewicht
- → Die Menge der Kohlenhydrate für jede Mahlzeit
- → Sicherheitsbasalrate



Ein Patient mit einer täglichen Gesamtdosis von 48 IE schnell wirksamem Insulinanalogon

- Frühstück beträgt der durchschnittliche Kohlenhydratgehalt = 30g
- Mittagessen beträgt der durchschnittliche Kohlenhydratgehalt = 70g
- Abendessen beträgt der durchschnittliche Kohlenhydratgehalt = 90g

Mit diesen Angaben übernimmt das DBLG1 System die automatische Berechnung:

- EIN Mahlzeiten-Verhältnis
- EIN Basalprofil mit mehreren Basalraten für den Tag


#### Roche Diabetes



Bei besagtem Patienten und einer täglichen Gesamtdosis von 48 IE pro Tag

Das Mahlzeitenverhältnis und die Basalrate:

Wie wird es berechnet?



# Warum geben wir bei der Initialisierung des DBLG1 Systems eine Sicherheitsbasalrate ein?



- Ist der Loop-Modus für länger als 30 Minuten unterbrochen, wechselt die Pumpe (nach Alarm "temporäre Basalrate abgelaufen") in die Sicherheitsbasalrate
- Wenn der Loop-Modus "OFF" ist, erhält die Insulinpumpe keine Order zur Insulinabgabe.
   Wenn dies geschieht, gibt die Pumpe die Sicherheitsbasalrate ab, bis der Loop-Modus wieder "ON" ist. Damit wird sichergestellt, dass der Patient kontinuierlich Insulin erhält.
- Diese Sicherheitsbasalrate wird vom DBLG1 System nicht zur Berechnung der Insulindosierung im Loop-Modus verwendet! Es ist eine SICHERHEIT (back up)


### Benutzeroberfläche

#### Roche Diabetes



#### **Gesperrter Bildschirm**

- 1 Mobilfunknetz
- 2 Datum / Akkustand
- 3 Trend-Pfeile
- 4 Glukosespiegel
- 5 Angezeigte Meldungen
- 6 Entsperren des Handsets





#### Startbildschirm

- 1 Statusleiste
- 2 Aktivierung/Deaktivierung des ZEN Modus
- 3 Hauptmenü
- Informationen über Glukosespiegel / aktives Insulin
- 5 Loop-Modus Status
- 6 Kontextbezogene Informationen
- 7 Anzeige der 3 vorangegangenen Stunden
- 8 Festlegung der Mahlzeit
- 9 Festlegung körperlicher Aktivität





#### **Schnelles Erkennen des Glukosespiegels - Farbcodes**

# Hypoglykämie



# Normoglykämie



# Hyperglykämie




# **Accu-Chek Insight mit Loop-Modus**

# Roche

Wie funktioniert der Algorithmus?


- CGM überträgt den Glukosewert alle 5 Minuten
- Algorithmus kalkuliert
  - Differenz zum Glukosezielwert
  - Basalrate und ggf. Korrekturboli bzw.
     Mikroboli für die nächsten 30
     Minuten
  - das aktive Insulin, KH- bzw.
     Korrekturfaktor und berücksichtigt diese
  - die Entwicklung der Glukosewerte (Trend)
- → alle 5 Minuten wird dies neu berechnet und Insulinmenge ggf. angepasst





Wie funktioniert der Algorithmus?


 Innerhalb des Zielbereichs wird die Basalrate angepasst und wenn notwendig Mikroboli abgegeben





Wie funktioniert der Algorithmus?


 Bei einer Hyperglykämie oder drohenden Hyperglykämie wird die Basalrate erhöht und Mikroboli werden abgegeben





Wie funktioniert der Algorithmus?

 Bei einer Hypoglykämie oder vorausberechneten Hypoglykämie wird die Basalrate reduziert (bis 0%), alarmiert und ggfs. die Aufnahme von Notfall-Kohlenhydraten empfohlen
























# Für wen ist das Produkt geeignet? Und wie wird es rezeptiert?





- Menschen mit Typ-1-Diabetes
- Ab 18 Jahre
- Insulinbedarf zwischen 8 und 90 Einheiten pro Tag
- NovoRapid Insulin
- CGM Sensor (separate Verordnung)

	Krankenkasse bzw. Kostentra	iger		BVG mittel stoff Bedarf Pflicht	Apotheken-Nummer/IK
Bebühr frei				6 <b>X</b> 8 9	
Geb	Name, Vorname des Versicherten			Zuzahlung Gesamt-Bri	utto
pfl.			geb, am		
noctu	MUSTER				
		IOOILI	Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.  1. Verordnung	Faktor Taxe	
anstiga					.
_	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	2. Verordnung	
Jnfa <b>ll</b>		L	1		
_	Betriebsstätten-Nr.	VK gültig bis	Datum	3. Verordnung	
rbeits- unfa					.
	Rp. (Bitte Leerräume durch	streichen)			Vertragsarztstempel
	Accu-Ch	ek Insiaht m	it DBI G1 i	n mg oder mm	ıol
aut idem		0		· ·	
aut	Diagnos	e: Diabetes m	nellitus Typ	) 1	
Kaemi	DII-I-		١٠٥١ ا - الله	// 0	and and a
aut idem	Parallel V	wurde kompa	itibles CGI	√I-System vero	ranet
ei Arbe uszufű	eitsunfall i≣en!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes
Jnfa <b>l</b> ta	ag Unfallbetrieb od	ler Arbeitgebernummer			
	1				



# Doing now what patients need next